

Maßblatt Silikonliner

Techniker

Firma		Straße	
Techniker		PLZ / Ort	
Telefon		E-Mail Adresse	

Patientendaten

Name (verschlüsselt)		Geburtsdatum	
		Versanddatum	

Betroffene Seite

links	
-------	--

rechts	
--------	--

Geschlecht

männlich	
----------	--

weiblich	
----------	--

Farben

Transparent		Haut		Andere Farbe	
-------------	--	------	--	--------------	--

Bitte auswählen

Probeliner		Silikonkeile		1,8 mm Wandstärke	
Definitivliner		Gurt		2 mm Wandstärke	
Mit Pinaufnahme (M10)		Keine Fixierung		Wunschstärke in mm	
Ohne Aufnahme für Pin		Extensionsstreifen		Antihafbeschichtung	
Fensterung für Myoelektroden		Stoffüberzug (Matrix)			

Formular per E-Mail absenden

Patientendaten

Name
(verschlüsselt)

Betroffene Seite

links

rechts

Bitte zeichnen Sie den Randverlauf des Liners auf den Gips

Gurt

Bitte markieren Sie die Position des Gurtes auf dem Gipsmodell.

Silikonkeil

Die Größe und die Anzahl auf den Gips mit Bleistift anzeichnen

Pin

Bitte zeichnen Sie für die Pinaufnahme die Lotline von frontal und Saggital am Gipsmodell mit Bleistift an.

Myo Elektroden

Die Position genau auf dem Gipsmodell anzeichnen



Höhe alle 3 cm ab Stumpfende	Stumpf	Gips	Modell

Patientendaten

Name
(verschlüsselt)

Notizen